

iCan i6

CGM



Sensor w skali MIKRO!

15-dniowy czujnik



Od 2-go roku życia



Bez skanowania i kalibracji




Na brzuch lub ramię



Wodoodporność



do 2m przez 2h



iCan
Pierwszy w Polsce
15-dniowy
system do ciągłego
monitorowania
glikemii

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

DLACZEGO WARTO STOSOWAĆ SYSTEM

iCan i6 CGM ?

- 15-dniowy czujnik - dłuższy czas użytkowania w porównaniu z innymi systemami CGM
- Przeznaczony dla osób - od 2-go roku życia
- Nie wymaga skanowania - automatycznie przesyła dane o glikemii na urządzenie
- Nie wymaga kalibracji - brak dodatkowych nakłuć opuszków palca
- Miejsce aplikacji: brzuch (od 2-go r.ż.) lub ramię (od 13-go r.ż.)
- Wielkość / waga / kształt sensora: 23,3x3,95mm / 2g / oktagon
- 3w1: sensor+nadajnik+aplikator - łatwy i intuicyjny montaż systemu
- Wysoka dokładność systemu - MARD: 8,60% (dzieci), 8,71% (dorośli)
- Bezpieczeństwo - brak interferencji z kwasem askorbinowym oraz paracetamolem
- Wodoodporność IP28 - możliwość zanurzenia w wodzie do 2m przez 2h
- Czas pomiaru - co 3 minuty, co daje 480 pomiarów w ciągu doby
- Alerty w czasie rzeczywistym - informują o istotnych zmianach wartości glikemii
- Strzałki trendów - pokazują szybkość i kierunek zmian glikemii
- Czas rozgrzewania systemu - 120 minut
- Zakres pomiaru - od 36 do 450 mg/dL (2-25 mmol/L)
- Metoda transferu danych - Bluetooth (z efektywnym zasięgiem transmisji: 6m)



Minimalna wielkość

Łatwy i szybki montaż

Nowoczesny design

Rzeczywisty rozmiar sensora



APLIKACJE I PROGRAM SYSTEMU

iCan i6 CGM

Aplikacja **iCan CGM**

DLA PACJENTA

Android



iOS



Program **iCan Review**

DLA SPECJALISTY

<https://de.icancgm.com/review/>

Wszystkie aplikacje
i program są bezpłatne.

Aplikacja **iCan Reach**

DLA OPIEKUNA

Android




iOS



WIDOK GŁÓWNY APLIKACJI

iCan CGM



**Zakładasz sensor po raz pierwszy?
Tutaj znajdziesz szczegółową instrukcję:**

www.hand-prod.com.pl

System iCan i6 CGM jest refundowany na podstawie zleceń na wyroby medyczne dla pacjentów:

- z cukrzycą typu 1 albo 3, wymagających intensywnej insulinoterapii, z nieświadomością hipoglikemii albo z glikopenią albo hiperinsulinizmem wrodzonym.*

Pacjent	Kod refundacji	Cena dla pacjenta po refundacji	Średni miesięczny limit refundowanych pasków
Po ukończeniu 26 r.ż.	R.03.02	69,90 zł/szt. cena za szt. w przypadku zakupu do 2 sensorów w miesiącu 202,20 zł/szt. cena za trzecią sztukę w przypadku zakupu 3 sensorów w miesiącu	100 szt.
Cena bez refundacji (100%): 233,00 zł/szt.			

*Dane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

KTO MOŻE WYSTAWIĆ ZLECENIE NA CGM?



Diabetolog



Kardiolog



Pediatra



Endokrynolog



Geriatra



Lekarz POZ

GDZIE MOŻNA ZAKUPIĆ SYSTEM iCan i6 CGM ?

System iCan i6 CGM jest dostępny do zakupu:

www.pmt24.pl

www.diabetyk24.pl

Apteki i sklepy medyczne

Pełna lista punktów dostępna na: www.hand-prod.com.pl



Importer oraz podmiot prowadzący reklamę:



Nasza technologia jest Twoją przyszłością

Hand-Prod Sp. z o.o.
ul. Tetmajera 79, 31-352 Kraków
Tel.: +48 12 345 01 89
+48 12 627 01 00
Infolinia: 800 401 061
kontakt@hand-prod.com.pl
www.hand-prod.com.pl
www.pmt24.pl

Producent:
Changsha Sinocare Inc.,
Upoważniony Przedstawiciel w UE:
Obelis S.A., Belgia



CE 0197

REV 12/2025